

饲料中总砷的测定

GB/T 13079-2022

产品清单

代替GB/T 13079-2006，本文件描述了饲料中总砷测定的银盐法、氢化物发生-原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法。

产品名称	规格
银盐法(仲裁法)	
水	二级
盐酸	分析纯
三氯甲烷	分析纯
氯化镁	分析纯
硝酸镁	分析纯
L-抗坏血酸	分析纯
锌粒	无砷，粒径 $3.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$
碘化钾	分析纯
氯化亚锡	$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，分析纯
二乙氨基二硫代甲酸银	Ag-DDTC



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
三乙胺	分析纯
三氯甲烷	分析纯
乙酸铅	分析纯
脱脂棉	医用脱脂棉
氢氧化钠	分析纯
硫酸	-
三氧化二砷	CAS: 1327-53-3, 纯度 \geq 99.5%
分光光度计	波长精度为 \pm 2 nm
天平	分析天平,精度为0.0001g
干燥箱	电热干燥箱,控温精度为 \pm 5 $^{\circ}$ C
电热板	可控温,控温精度为 \pm 5 $^{\circ}$ C
马弗炉	控温精度为 \pm 15 $^{\circ}$ C
石墨消解仪	带有配套的聚四氟乙烯消化管
冰箱	2 $^{\circ}$ C-8 $^{\circ}$ C
氢化物发生-原子荧光光谱法	
水	一级



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
硝酸	优级纯
盐酸	优级纯
硫酸	优级纯
过氧化氢	分析纯
氧化镁	分析纯
硝酸镁	分析纯
氢氧化钾	优级纯
硼氢化钾	优级纯
硫脲	分析纯
L-抗坏血酸	分析纯
硫氰酸铵	分析纯
盐酸羟胺	分析纯
三氧化二砷	CAS: 1327-53-3, 纯度 \geq 99.5%
原子荧光光度计	-
冰箱	2°C-8°C
天平	分析天平,精度为0.0001g



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
马弗炉	控温精度为±15℃
干燥箱	电热干燥箱 控温精度为±5℃
电炉	可调式
石墨消解仪	带有配套的聚四氟乙烯消化管
微波消解仪	带有配套的聚四氟乙烯消化管
高压消化罐	带有配套的聚四氟乙烯消化内管
赶酸仪	控温精度为±2℃
电感耦合等离子体质谱仪	
水	一级
硝酸	优级纯
盐酸	优级纯
硫酸	优级纯
过氧化氢	分析纯
氧化镁	分析纯
硝酸镁	分析纯
三氧化二砷	CAS: 1327-53-3, 纯度≥99.5%



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
氩气	纯度 $\geq 99.999\%$
电感耦合等离子体质谱仪	-
天平	电子天平,精度为0.0001g
马弗炉	控温精度 $\pm 15^{\circ}\text{C}$
干燥箱	电热干燥箱,控温精度为 $\pm 5^{\circ}\text{C}$
电炉	可调式
石墨消解仪	带有配套的聚四氟乙烯消化管
微波消解仪	带有配套的聚四氟乙烯消化管
高压消化罐	带有配套的聚四氟乙烯消化内管
赶酸仪	控温精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$
电热板	可控温,控温精度为 $\pm 5^{\circ}\text{C}$



< 测客

助力科研检测,快人一步!