

饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、 钠和锌含量的测定原子吸收光谱法

GB/T 13885-2017

产品清单

代替:GB/T 13885-2003.原理:试样在高温电阻炉550℃±15℃下灰化之后,用盐酸溶液溶解残渣并稀释定容,然后导入原子吸收分光光度计的空氣乙炔火焰中。测量每个待测元素的吸光度,并与对应元素标准曲线的吸光度比较定量。

产品名称	规格
盐酸	HCl, 分析纯
硝酸镧六水合物	La(NO ₃) ₃ · 6H ₂ O, CAS: 10277-43-7
容量瓶	1L
五水硫酸铜	CuSO ₄ · 5H ₂ O, CAS: 7758-99-8
硫酸亚铁铵六水合物	Fe(NH ₄) ₂ · (SO ₄) ₂ · 6H ₂ O, CAS: 7783-85-9
一水合硫酸锰	MnSO ₄ · H ₂ O, CAS: 10034-96-5, 分析纯
七水合硫酸锌	ZnSO ₄ · 7H ₂ O, CAS: 7446-20-0, 分析纯
容量瓶	100 mL
容量瓶	1L
氯化钾	KCl
氯化钠	NaCl



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
七水合硫酸镁	MgSO ₄ · 7H ₂ O, CAS: 10034-99-8 ,分析纯
碳酸钙	CaCO ₃
烧杯	-
容量瓶	250 mL
聚乙烯瓶	-
容量瓶	100ml
吸管	-
天平	分析天平，感量0.1mg
坩埚	铂金、石英或瓷质,不含钾,钠,内层光滑没有被腐蚀,上部直径为4 cm~6 cm,下部直径2 cm-2.5 cm,高5cm左右
电热板	-
马弗炉	高温电阻炉，温度能控制在550°C±15°C
原子吸收分光光度计	波长范围符合8.6.1和8.7.1的规定。带有空气-乙炔火焰和背景校正功能
空心阴极灯	钙元素,Ca
空心阴极灯	铜元素,Cu
空心阴极灯	铁元素,Fe



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
空心阴极灯	钾元素,K
空心阴极灯	镁元素,Mg
空心阴极灯	锰元素,Mn
空心阴极灯	钠元素,Na
空心阴极灯	锌元素,Zn
滤纸	定量滤纸
吸管	-
样品筛	0.45 mm分析筛
容量瓶	50 mL
酒精灯	-



< 测客

助力科研检测,快人一步!