

## 饲料中盐霉素的测定

GB/T 20196-2006

## 产品清单

本标准规定了饲料中盐霉素的微生物检验方法和高效液相色谱仪柱前衍生生化检验方法。

| 产品名称                    | 规格  |
|-------------------------|---|
| <b>方法1：微生物检验方法(仲裁法)</b> |   |
| 甲醇                      | 分析纯   |
| 氧化铝                     | 270目~335目   |
| 层析柱                     | 高20mm，内径10mm  |
| 嗜热脂肪芽孢杆菌                | <i>Bacillus stearothermophilus</i> var. <i>calidolactis</i> |
| 盐霉素钠                    | 标准品，含量94.1%   |
| 容量瓶                     | 100mL   |
| 灭菌器                     | 高压灭菌锅   |
| 灭菌器                     | 灭菌箱   |
| 培养箱                     | 恒温培养箱，55°C±1°C，隔板保持水平                                       |
| 旋转蒸发仪                   | 旋转真空蒸发器   |
| 振荡器                     | 往复式   |



&lt; 测客

助力科研检测,快人一步!

# 产品清单

| 产品名称                        | 规格                               |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 游标卡尺                        | 测量范围0 mm~200 mm，精度0.02 mm        |
| 抑菌圈测量仪                      | -                                |
| 培养皿                         | 内径90mm，底部平整光滑的玻璃皿，具陶瓦盖           |
| 牛津杯                         | 内径6.0mm，高10.0mm，外径7.8mm的不锈钢管     |
| 移液器                         | 可调微量移液器，200 $\mu$ L~1000 $\mu$ L |
| 离心机                         | 不低于7000g (9000r/min)             |
| <b>方法2；高效液相色谱仪柱前行生化检验方法</b> |                                  |
| 三氯乙酸                        | -                                |
| 甲醇                          | 色谱纯                              |
| 2,4-二硝基苯胼                   | -                                |
| 盐霉素钠                        | 标准品，含量94.1%                      |
| 乙酸                          | 冰乙酸，优级纯                          |
| 振荡器                         | 往复式                              |
| 旋转蒸发仪                       | 旋转真空蒸发器                          |
| 离心机                         | 不低于7000g (9000/min)              |
| 混匀器                         | 微型混合器                            |



< 测客

助力科研检测,快人一步!

# 产品清单

| 产品名称  | 规格  |
|-------|---|
| 移液器   | 可调微量移液器, 10 $\mu$ L~50 $\mu$ L, 100 $\mu$ L~200 $\mu$ L, 200 $\mu$ L~1000 $\mu$ L |
| 液相色谱仪 | 高效液相色谱仪, 配有四联泵、柱温箱、紫外 (UV) 或二极管阵列检测器  |
| 液相色谱柱 | ODS C18色谱柱: 粒径4 $\mu$ m, 长150mm, 内径3.9mm  |
| 水     | GB/T 6682,一级  |



< 测客

助力科研检测,快人一步!