

饲料中2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶的测定 液相色谱-串联质谱法

NY/T 3141-2017

产品清单

试样中2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶经提取，固相萃取柱净化后用高效液相色谱-串联质谱仪测定，外标法定量。

产品名称	规格
甲醇	色谱纯
乙腈	色谱纯
乙酸铵	色谱纯
甲酸	色谱纯
2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶	对照品，纯度大于98.0%
固相萃取柱	C18固相萃取柱：200mg/3mL
滤膜	微孔滤膜,0.22μm，有机相
离心管	密封盖塑料，50mL
液相色谱串联质谱仪	高效液相色谱串联质谱仪,配电喷雾离子源
天平	分析天平，感量为0.1mg和0.01g各1台
离心机	转速为8000r/min及以上



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
纯水仪	超纯水器
混匀器	涡旋混合器
振荡器	-
固相萃取装置	-
液相色谱柱	C18柱，柱长100mm，内径2.1mm，粒径2.4μm



< 测客

助力科研检测,快人一步!