

农业部1862号公告-4-2012 饲料中5种聚醚类药物的测定液相色谱-串联质谱法

NY 1862-4-2012

产品清单

原理:试料中的聚醚类药物经乙腈提取,硅胶固相萃取柱净化,用液相色谱串联-质谱仪测定,外标法定量。

产品名称	规格
水	符合GB/T 6682规定的一级水
甲基盐霉素	Narasin, NAR, C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁ , 55134-13-9, ≥97%
盐霉素	Salinomycin, SAL, C ₄₂ H ₇₀ O ₁₁ , 53003-10-4, ≥98%
莫能菌素	Monensin, MON, C ₃₆ H ₆₂ O ₁₁ , 17090-79-8, ≥90%
拉沙洛西钠	Lasalocid, LAS, C ₃₄ H ₅₃ NaO ₈ , 25999-20-6, ≥90%
马杜霉素	Maduramicin, MAD, C ₄₇ H ₈₀ O ₁₇ .H ₃ N, 61991-54-6, ≥98.1%
甲醇	色谱纯
乙腈	色谱纯
甲酸	色谱纯
正己烷	分析纯
乙醚	分析纯



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
二氯甲烷	-
固相萃取柱	硅胶固相萃取柱, 500mg/3mL
容量瓶	-
冰箱	冰箱 -20℃
液相色谱串联质谱仪	配有电喷雾电离源
匀浆机	组织匀浆机
混匀器	涡动仪
旋转蒸发仪	
离心机	-
天平	感量0.01g
天平	分析天平, 感量0.00001g
振荡器	
固相萃取装置	-
氮吹仪	-
滤膜	0.2μm有机滤膜
样品筛	40目孔径



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
离心管	50mL
离心管	10mL
鸡心瓶	-
液相色谱柱	C18柱, 150mmx2.1mm(i. d.), 粒径5 μ m
氮气	-
氦气	二级碰撞气



< 测客

助力科研检测,快人一步!