

饲料中喹乙醇的测定高效液相色谱法

GB/T 8381.7-2009

产品清单

含第1号修改单,替代标准: GB/T 8381.7-2005; 原理:试样中的甲醇溶液提取,固相萃取小柱净化,反相液相色谱柱分离测定紫外检测器检测,外标法定量分析。

产品名称	规格
水	GB/T 6682 规定的三级用水
甲醇	色谱纯
水	超纯水
盐酸	分析纯
喹乙醇	标准品,含量 $\geq 99.6\%$,Olaquinox,C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₄ ,23696-28-8
容量瓶	50ml棕色
冰箱	-18℃
容量瓶	-
离心机	3500r/min
超声波清洗器	
滤膜	微孔有机相滤膜,孔径0.22 μ m



< 测客

助力科研检测,快人一步!

产品清单

产品名称	规格
固相萃取柱	Oasis HLB 3 mL(60 mg)
固相萃取装置	固相萃取仪
振荡器	恒温振荡器
样品筛	0.42mm孔径筛
锥形瓶	具塞
液相色谱柱	具有C18填料的柱子(粒度为5 μ m)，柱长250 mm，内径4.6mm
检测器	紫外检测器,检测波长260 nm
液相色谱仪	-



< 测客

助力科研检测,快人一步!